




Controlli Cardiaci


Piattaforma WEB CardioVoden



Cardio.vodenmedical.com

Permette l'invio sicuro e rapido dei tracciati holter ed ECG al centro di cardiologia di riferimento per le relative refertazioni.

Il collegamento avviene via internet tramite un account personalizzato, protetto da password, per la ricezione e l'archivio dei referti.



Ricarica dei crediti semplice e veloce, con un click.



VODEN MEDICAL INSTRUMENTS

Diagnostica, Ricerca e Prevenzione:
i nostri obiettivi quotidiani.

In continua ricerca di soluzioni innovative, al fianco dei medici, dei ricercatori e dei pazienti, mettiamo ogni giorno a loro disposizione le nostre conoscenze nell'ambito della diagnostica decentralizzata Point of Care e della ricerca medico biologica.

Collaboriamo con il personale sanitario ospedaliero, che richiede risposte diagnostiche immediate e risultati estremamente accurati, con i ricercatori che necessitano di strumentazioni all'avanguardia, indispensabili per il progresso scientifico, il solo in grado di migliorare le nostre prospettive di vita.

E siamo accanto ai farmacisti, figure professionali di primo piano per la prevenzione e il monitoraggio delle patologie più comuni.

Per questo le nostre tre Divisioni, Critical Care, Life Science e Pharmacy si affidano da sempre a partner affidabili, in grado di garantire, a noi ed ai nostri clienti, la miglior qualità e le tecnologie più avanzate.



VODEN Medical Instruments SpA
Via Della Vigna 2 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 344417 Fax 0362 541220
voden@vodenmedical.com www.vodenmedical.com

Telemedicina CardioVoden

Holter ECG, Holter Pressorio, Elettrocardiogramma

Strumentazione di prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari con refertazione, opzionale, dei tracciati on-line sulla Piattaforma CardioVoden

Qualità Made in Germany!




VODEN
Always One Step Ahead!



Telemedicina CardioVoden

Linea Elettrocardiografi a riposo

Norav ECG NCG-3



Elettrocardiografo portatile tradizionale, leggero e di facile utilizzo.


E' un valido aiuto per rendere più veloce e sicura l'esecuzione di un elettrocardiogramma **completo a 12 derivazioni**.

Controllo in continuo del tracciato e delle operazioni sul display.

Trasferimento dei dati al software **Norav ECG Management System via cavo**.

- E' disponibile una pratica fascia con elettrodi pre-posizionati (versione adulti e pediatrica) per un'applicazione più semplice e veloce.

Norav ECG Management System



Norav ECG NR-1207-E

WIRELESS



NOVITÀ

Innovativo dispositivo ECG a 12 derivazioni di dimensioni estremamente ridotte (92x75x23 mm).

Controllo in continuo del tracciato e delle operazioni sul display.

Rapida trasmissione del tracciato paziente a PC tramite bluetooth.

Possibilità di gestione ECG tramite APP. Refertazione in remoto (cloud computing) in 24 ore.

- E' disponibile una pratica fascia con elettrodi pre-posizionati (versione adulti e pediatrica) per un'applicazione più semplice e veloce.

- Monitoraggio dei dati paziente.
- Upload del tracciato elettrocardiografico.
- Trasmissione del tracciato tramite piattaforma WEB **CardioVoden** al cardiologo.
- Ricezione del referto dal centro cardiologico di riferimento in 24 ore.



Telemedicina CardioVoden

Holter ECG

Norav Holter ECG NR-314 wireless



NOVITÀ

Attraverso un piccolo registratore indossato dal paziente per 24 ore (programmabile fino a 14 giorni), si esegue una registrazione in continuo dell'elettrocardiogramma per valutare la risposta cardiaca durante una "giornata tipo".

Registratore, con ampio display LCD, per l'inserimento dei dati del paziente, delle impostazioni (es. presenza di Pacemaker), per la segnalazione eventi durante l'intera fase di misurazione e per la visualizzazione dell'ECG su 3 canali.



Massimo confort per il paziente grazie alle piccole dimensioni dello strumento.

Registrazione effettuata con cavo da **7 elettrodi**.

Trasferimento dei dati del paziente dal registratore al PC tramite connessione bluetooth al software gestionale ECG NORAV Management System.

Referto Holter intuitivo, visualizzazione completa dei tracciati di registrazione.


Ricezione referto in 24 ore.



Telemedicina CardioVoden


Holter pressorio

Norav NBP-24 NG®



Il sistema monitor Mobil-O-Graph NBP-24NG® è progettato per consentire la documentazione e la visualizzazione di un profilo per la pressione sanguigna, giorno e notte. Si potranno valutare parametri aggiuntivi come i valori notturni e le fluttuazioni della pressione.

Il sistema è portatile ed ergonomico per il controllo della pressione sanguigna e dei battiti cardiaci nelle 24 ore.



L'Holter NBP-24NG è semplice e veloce da utilizzare, servono pochi secondi per scaricare i dati registrati e solo pochi minuti per preparare lo strumento per il paziente successivo.

E' sufficiente una pratica minima per rendersi conto della facilità di utilizzo del sistema, questo consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora. Il sistema si compone di due parti fondamentali:

- Set di base: strumento NBP-24NG® bracciali di tre misure S/M/L e cavo download.
- CD software HMS di valutazione, per la lettura dei risultati da parte del medico.

Tramite il software è possibile leggere gli esiti delle valutazioni su un PC, visualizzandole e stampandole in forme diverse, quali grafici, elenchi e statistiche.

Ricezione referto in 24 ore.